

FFP2 Maske gemäß der PSA-Verordnung 2016/425



- 5 lagiger Schutz vor Partikeln & Aerosolen
- Partikel-Filterleistung (PFE) $\geq 94\%$
- hygienisch einzeln verpackt
- SGS geprüft und zertifiziert
- CE-zertifiziert gemäß EN 149:2001 + A1:2009

WORK® FFP2 Maske gemäß der PSA-Verordnung 2016/425

Hochwertige 5-lagige WORK FFP-2 Masken des renommierten Herstellers Hangzhou Shanyou Medical Equipment (u.a. offizieller Sponsor der Asian Games - der asiatischen Olympiade).

- Geprüft und zertifiziert von SGS Finnland
- Qualitätsmanagement etabliert und überwacht durch TÜV Rheinland
- Filterleistung deutlich höher als die geforderten 94% bei geringem Atemwiderstand
- Einzeln verpackt
- Anleitung deutsch/englisch



Lagerung bei -20°C bis +40°C



Lagerung bei Luftfeuchtigkeit <80%



Beachten Sie die Gebrauchsanweisung



Haltbarkeit siehe Verpackung



NICHT wiederwenden



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

AVANTIS medical GmbH

AVANTIS medical ist ein ISO 13485:2016 zertifiziertes Unternehmen für die Distribution und den Handel mit medizinischen Verbrauchsmaterialien, Instrumenten und Geräten. Seit 2016 wächst unser Kundenkreis, zu dem unter anderem Arztpraxen, Apotheken, Sanitätshäuser, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie weitere medizinische Einrichtungen zählen, stetig.



AVANTIS medical GmbH

Alsstr. 97, 41063 Mönchengladbach, Germany
T: +49 2161 46 444 21 | F: +49 2161 46 88 185
W: www.avantismed.de | E: mail@avantismed.de